

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Palmiers</b><br/>Steinernema Carpopapsae</p> <p><b>Papillon du palmier</b><br/>Paysandisia archon</p>  <p><b>Charançon rouge</b><br/>Rhinophorus ferrugineus</p>  <p>Disponible en 10, 25, 50, 100, 250 et 500 millions</p>   | <p><b>Mouches du terreau</b><br/>Steinernema Feltiae</p>  <p>Disponible en 3, 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p>                                 | <p><b>Thrips</b><br/>Steinernema Feltiae</p>  <p>Disponible en 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p>   |
| <p><b>Tigre du platane</b><br/>Steinernema Carpopapsae</p>  <p>Disponible en 10, 25, 50, 100, 250 et 500 millions</p>   | <p><b>Vers Gris - Chenilles Noctuelles</b><br/>Steinernema Carpopapsae</p> <p>Noctuidae</p>  <p>Disponible en 5, 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p> | <p><b>Vers Blancs</b><br/>Heterorhabditis Bacteriophora</p> <p>Otiorynque - Hanneton</p>  <p>Disponible en 3, 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p> |
| <p><b>Doryphore</b><br/>Steinernema Carpopapsae</p> <p><b>Doryphore de la pomme de terre</b></p>  <p>Disponible en 10, 25, 50, 100 et 250 millions</p> <p><b>Votre opinion est précieuse pour nous !</b><br/>Nous avons le plaisir de vous offrir un code promotionnel de <b>20%</b>, valable sur votre prochain achat de nématodes sur notre site <a href="http://solunema.fr">solunema.fr</a></p> <p><b>Pour obtenir votre code</b>, faites une évaluation du produit que vous venez de recevoir, puis envoyez nous votre numéro de facture à l'adresse <a href="mailto:solunema@k3d.fr">solunema@k3d.fr</a></p> <p><b>SOLUNEMA.FR</b></p>  |   |  |

**Néma'Boost**  
Amplificateur KC2203

- AMPLIFICATEUR DE NÉMATODES**
-  **Concentré soluble pour des traitements encore plus efficace**
  -  **Unidose à mélanger avec les nématodes (non fournis)**
  -  **Maintient l'humidité dans l'environnement des nématodes**



**Tout Pour Les Nuisibles - France Nuisibles**  
31 Allée de la Poste  
42470 Saint Symphorien de Lay

 **Infos-Conseils**  
**04 74 05 25 56**

**Amplificateur de performance pour nématodes auxiliaires**

**Pourquoi utiliser le KC2203 ?**

Lorsqu'ils sont appliqués dans de bonnes conditions climatiques, les nématodes auxiliaires réduisent considérablement les populations de ravageurs, ce qui permet de maintenir des cultures saines et des rendements plus élevés. Cependant ces bonnes conditions ne sont pas toujours réunies. Pour booster leur efficacité, nous recommandons d'utiliser un **AMPLIFICATEUR : KC2203**. Ce produit permet d'augmenter la survie (rémanence) des nématodes en conditions limitantes et augmente leur efficacité en conditions optimales.

**Comment ça fonctionne ?**

Formulé à base de glucides modifiés, KC2203 est un concentré soluble. KC2203 est un produit amplificateur entièrement biodégradable et utilisable en Agriculture Biologique. Il améliore l'efficacité des nématodes entomopathogènes en optimisant leur dispersion et leur durée de vie. KC2203 aide à retenir l'eau dans l'environnement proche des nématodes, augmentant leur survie en cas de stress climatique (abiotique).

**TOUT POUR LES NUISIBLES**  
*Des produits de pro pour une lutte efficace*

Pièges, phéromones, répulsifs, matériel de traitement,  
Venez découvrir des produits complémentaires sur notre site.  
Depuis 2006 à votre service.  
Toutes les commandes passées avant 14h sont expédiées le jour même.



**TOUTPOURLESNUISIBLES.FR**



## Comment Utiliser l'amplificateur de performance pour bouillie de nématodes ?

### Fonction

KC 2203 est un produit amplificateur organique entièrement biodégradable. Il améliore l'efficacité des nématodes entomopathogènes en optimisant leur dispersion et leur durée de vie. KC 2203 aide à retenir l'eau dans l'environnement proche des nématodes, augmentant leur survie en cas de variabilité climatique comme la pluie ou la sécheresse.

### Préparation de la bouillie pour les nématodes

- Remplissez le réservoir du pulvérisateur au 1/3 avec de l'eau.
- Démarrer l'agitation.
- Ajouter KC 2203
- Remplissez complètement le réservoir
- Ajoutez les nématodes entomopathogènes en dernier (préparation pré-diluée), dans un réservoir entièrement rempli

### KC 2203 est utilisable en Agriculture Biologique d'après le règlement (UE) 2018/848.

#### Produit

Glucides modifiés

SL- Concentré soluble

Flacons 30ml, 50ml, 100ml, 250ml

|                              | Concentré | Volume d'eau | Cultures sous-abris               | Cultures plein champ             | Dose max                 |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Néma'Boost<br/>KC2203</b> | 30ml      | 5 L          | Volume bouillie de 600 à 1000L/ha | Volume bouillie de 200 à 500L/ha | 3 litres concentrés / ha |
|                              | 50ml      | 10 L         |                                   |                                  |                          |
|                              | 100ml     | 20 L         |                                   |                                  |                          |
|                              | 250ml     | 50 L         |                                   |                                  |                          |

#### IMPORTANT

**Stockage :** Conserver dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit sec, frais et sombre. Eviter les températures inférieures à 0°C et supérieure à 30°C.

**Après ouverture :** conserver au frais et utiliser dès que possible.

**Sécurité Classification :** NON APPLICABLE

#### Conseil de prudence :

EUH208 : Contient du géranol. Peut produire une réaction allergique.

P280 : Porter des gants de protection.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

#### Mesures de protections des individus :

Respecter les bonnes pratiques agricoles, usages, doses, conditions d'emploi.

Pas de mesures particulières nécessaires

Se laver les mains après toute utilisation.

#### Premier secours :

Contact avec les yeux : rincer les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.

Contact avec la peau : laver la peau abondamment à l'eau.

Inhalation : emmener la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer.

Ingestion : appeler un médecin en cas de malaise Conserver l'emballage ou l'étiquette en cas de consultation d'un médecin.

#### Elimination :

Réemploi de l'emballage interdit.


**FDS :** disponible en ligne sur Quickfds (Koppert - KC2203) <https://www.quickfds.com/fr>

## Résultats d'essais avec KC2203



Essai sous serre (tomate – variété Gourmandia) avec *Steinernema feltiae* contre *Tuta absoluta*.

Sur ce graphique est représenté le pourcentage de feuilles avec au moins 1 mine active avant et 5 jours après application. L'ajout de KC2203 à la solution de nématodes offre une efficacité supérieure aux références chimiques et biologiques.



Essai en laboratoire avec *Steinernema carpocapsae* contre *Spodoptera littoralis* à 50% d'humidité relative (conditions limitantes).

Source : Koppert France - 09/2023

K3D SARL garantit que KC 2203 est adapté à l'usage prévu et conforme aux spécifications contenues sur l'étiquette. K3D Sarl ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité commercialement acceptable et/ou d'adéquation à un usage particulier concernant ce produit, autres que celles qui sont contenues sur l'étiquette. K3D Sarl n'est pas responsable de tout dommage, direct ou indirect, qui résulterait d'une mauvaise utilisation du produit ou du non-respect des prescriptions contenues sur l'étiquette.